



UrgoStart Interface



Pansement interface TLC-NOSF

UrgoStart Interface

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION	GROUPAGE	
		Nombre UCD/Boîte	Nombre UCD	Nombre boîtes
550190	5 x 7 cm	16	512	32
550191	10 x 10 cm	16	320	20

Lire attentivement la notice

UrgoStart

Interface



DESCRIPTION

COMPOSITION : UrgoStart Interface est une matrice souple issue de la Technologie Lipido-Colloïde (TLC), innovation exclusive brevetée des Laboratoires URGO.

UrgoStart Interface est une matrice lipido-colloïde non adhésive, non occlusive, non adhérente à la plaie, constituée d'une trame polyester imprégnée d'une formulation polymérique, de particules de carboxyméthylcellulose, de vaseline et de NOSF.

PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, à usage unique.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilité.

PROPRIETES

- Au contact des exsudats de la plaie, la Technologie Lipido-Colloïde combinée au NOSF confère à la matrice, des propriétés spécifiques favorisant un processus de cicatrisation optimal.
- La TLC, grâce aux particules hydrocolloïdes, se gélifie et forme un film lipido-colloïde qui crée un milieu humide favorable au processus de cicatrisation pour que s'exerce l'action des cellules clés (fibroblastes, kératinocytes, macrophages) impliquées dans le processus de réparation.
- Le NOSF (Nano-OligoSaccharide Factor) apporte des propriétés complémentaires à la Technologie Lipido-Colloïde : au contact des exsudats de la plaie le NOSF forme un gel qui se lie préférentiellement aux zones lésées et interagit avec le micro-environnement de la plaie en limitant l'action néfaste des Métallo-Protéases Matricielles (MMP).
- La combinaison TLC-NOSF permet de rétablir les conditions favorables au bourgeonnement des plaies chroniques pour lesquelles un déséquilibre métabolique par excès de Métallo Protéases entraîne une dégradation continue de la matrice extra-cellulaire et un retard de cicatrisation.

INDICATIONS

- **UrgoStart Interface** est indiqué dans le traitement des plaies chroniques (plaie du pied diabétique, escarres, ulcères de jambe, plaies aiguës chronicisées).
- Souple et très conformable, **UrgoStart Interface** est tout particulièrement indiqué dans le recouvrement des plaies anfractueuses ou de localisations difficiles, ou dans le mècheage des plaies creuses.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie selon le protocole de soin habituel, puis rincer avec du sérum physiologique.
- **UrgoStart Interface** peut être découpé avec du matériel stérile pour adapter si besoin la taille du pansement à la plaie.
- En cas d'utilisation préalable d'un antiseptique, rincer soigneusement la plaie au sérum physiologique avant l'application de UrgoStart Interface.
- Retirer les ailettes de protection.
- Appliquer le pansement **UrgoStart Interface** sur la plaie.
- Recouvrir **UrgoStart Interface** d'un pansement secondaire : compresse stériles maintenues par une bande de fixation type **Nylex®fix**.
- Appliquer sur le pansement une bande de compression lorsque celle-ci est prescrite.
- Le pansement **UrgoStart Interface** sera renouvelé tous les 2 à 4 jours en moyenne et pourra être laissé en place jusqu'à 7 jours en fonction du volume des exsudats et de l'état clinique de la plaie. La durée de traitement recommandée est de 4 à 5 semaines maximum.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- **UrgoStart Interface** adhère aux gants chirurgicaux en latex. Aussi, est-il recommandé d'humidifier les gants avec du sérum physiologique pour faciliter, dans ce cas, la manipulation de **UrgoStart Interface**.
- En présence d'une plaie présentant des signes de colonisation bactérienne importante, il est conseillé de traiter préalablement la composante bactérienne avant d'initialiser le traitement par **UrgoStart Interface**.
- Dans le cas d'un ulcère atypique présentant une induration ou un excès de bourgeonnement localisé, le traitement par **UrgoStart Interface** ne sera initialisé qu'après avoir vérifié l'absence de dégénérescence de l'ulcère afin de ne pas en retarder le diagnostic.
- En cas de plaie profonde, anfractueuse ou fistuleuse, laisser une partie du pansement **UrgoStart Interface** visible et accessible à l'extérieur de la plaie.
- Des sensations éventuelles de picotements voir de sensations douloureuses ont été rapportées principalement en début de traitement avec **UrgoStart Interface**. En rapport avec l'activité du produit sur la reprise du processus cicatriciel, celles-ci ne justifient que rarement la suspension du traitement.
- En l'absence de données cliniques dans les plaies aiguës non compliquées et dans le cadre de l'Epidermolyse Bulleuse quelle que soit son ancienneté, l'utilisation d'**UrgoStart Interface** n'est pas recommandée.
- Ne pas restériliser le pansement.
- Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Stocker le pansement **UrgoStart Interface** à l'abri de l'humidité et de la chaleur (température inférieure à 25°C).

CONTRE-INDICATIONS :

Au risque d'en retarder la prise en charge adaptée,

- plaies cancéreuses,
- plaies fistuleuses révélatrices d'une abcédation profonde,

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical marqué CE Classe IIb (GMed) :
Non remboursé.